

DrivingM[®] MDBK Cell Medium

Bofit-S002S MDBK 细胞无血清培养基使用说明书

描述

Bofit-S002S MDBK 细胞无血清培养基是上海倍谙基生物科技有限公司针对 MDBK 细胞生长和代谢的特点开发的具有自主知识产权的无血清培养基，其特点为：

- 化学成分明确的无血清无蛋白体系。
- 不含任何动物源成分。
- 无需添加血清或血浆。
- 支持 MDBK 细胞快速增殖和高密度培养。
- 支持牛腹泻等牛类病毒高效扩增。

配方

Bofit-S002S MDBK 细胞无血清培养基配方知识产权归上海倍谙基生物科技有限公司所有，如需获悉额外信息，请与公司技术支持部门联系。

声明

请参照 Bofit-S002S MDBK 细胞无血清培养基产品说明书使用本产品，并依据本产品附带的化学品安全技术说明书（MSDS）处置意外情况。

保存

- 本品应保存在 2-8℃ 环境中，避免日光直射。
- 本产品极易吸潮，开封后应立即使用，如需继续保存，建议采用热封、密封夹等手段严格密封开启处，以防产品受潮失效。

产品失效

本产品为淡红色粉末，具有很好的流动性，密封保质期为壹年。若出现以下情况可认为本产品失效，请及时与上海倍谙基生物科技有限公司的技术支持部门/售后服务部门联系。

- 干粉内出现不易粉碎的块状物。
- 干粉出现潮解。
- 配制后溶液具有肉眼可见的不溶物。

培养基配制

(1) 根据表 1 所示配方进行 Bofit-S002S 培养基的配制。

组分	浓度
Bofit-S002S 干粉	21.72 g/L
碳酸氢钠	2.438 g/L

表 1. Bofit-S002S 培养基配方表

(2) 称取最终培养基配制体积 100% 的水至培养基配制容器中。配制时应使用超纯水或注射用水及以上标准的水，水温应控制在 20-30℃。

(3) 开启培养基配制容器的混合系统，充分搅拌，搅拌时须避免气泡的产生。

(4) 准确称取 21.72 g/L 的 Bofit-S002S 干粉，靠近液面或使用均质机等专用设备将干粉加入至配制容器中，充分搅拌 20-30 分钟。

(5) 使用 5 mol/L 的氢氧化钠溶液缓慢滴加至步骤 (4) 所配制溶液中，将其 pH 值调整至 6.0-6.5，充分搅拌 10-20 分钟。

(6) 准确称取 2.438 g/L 的碳酸氢钠粉末，靠近液面或使用均质机等专用设备将碳酸氢钠粉末加入至配制容器中，充分搅拌 10-20 分钟。

(7) 使用 1mol/L 盐酸溶液将培养基 pH 值调整至 7.0-7.4（若需）。

(8) 使用脉冲泵或压缩空气（3-15 psi）经 0.22 μm 孔径的无菌滤膜对 Bofit-S002S 培养基溶液进行无菌过滤。

(9) 配制完毕的培养基液体应存放于 2-8℃ 的避光环境中，保质期为一个月。