

DrivingM[®] MDBK Cell Medium

Bofit-S002 MDBK 细胞无血清培养基使用说明书

描述

Bofit-S002 MDBK 细胞无血清培养基是上海倍谙基生物科技有限公司针对 MDBK 细胞生长和代谢的特点开发的具有自主知识产权的无血清培养基，其特点为：

- 化学成分明确的无血清无蛋白体系。
- 不含任何动物源成分。
- 无需添加血清或血浆。
- 支持 MDBK 细胞快速增殖和高密度培养。
- 支持牛腹泻等牛类病毒高效扩增。

配方

Bofit-S002 MDBK 细胞无血清培养基配方知识产权归上海倍谙基生物科技有限公司所有，如需获悉额外信息，请与公司技术支持部门联系。

声明

请参照 Bofit-S002 MDBK 细胞无血清培养基产品说明书使用本产品，并依据本产品附带的化学品安全技术说明书（MSDS）处置意外情况。

保存

本品应保存在 2-8℃ 环境中，避免日光直射。

有效期

- 本品自生产之日起六个月内有效。
- 本品自启封后建议两周内使用完毕。