

半乳糖基化糖型调节剂

产品型号：半乳糖基化糖型调节剂

用户手册

目录

产品描述	2
应用范围	2
产品配方	2
产品保存	2
一般培养建议	2
相关产品	3

产品描述

半乳糖基化糖型调节剂是上海倍谙基生物科技有限公司自主开发、研制和生产的化学成分明确的添加剂。旨在提高各种中国仓鼠卵巢细胞（Chinese Hamster Ovary cells, CHO）培养过程中产物蛋白的半乳糖基化水平。

应用范围

本产品为无菌液体产品，可用于科学研究及生物药的大规模生产过程，但不能直接用于人体或医疗用途。

产品配方

半乳糖基化糖型调节剂配方知识产权为上海倍谙基生物科技有限公司所有。

产品成分声明

本品不包含：

- 细胞因子、抗生素。
- 动物来源的原材料。

产品保存

- 保存于 2-8℃、干燥避光的环境中。
- 当本产品保存时间超过保质期或出现沉淀，建议弃用。

一般培养建议

- 1) 在基础培养基中加入半乳糖基化糖型调节剂，体积比为 1:100 至 1:50（半乳糖基化糖型调节剂：基础培养基）。
- 2) 体积比可以根据目标半乳糖基化水平进行调整。
- 3) 半乳糖基化糖型调节剂可与其他糖型调节剂一起用于调节产物蛋白的糖基化水平。

相关产品

产品名称	产品类别	产品货号	形态	体积	包装	备注
半乳糖基化糖型调节剂	添加剂	FG0119201	液体	1 L	瓶	提高各种细胞培养过程中产物蛋白的半乳糖基化水平
		FG0119202	液体	100 ml	瓶	



扫码了解倍谙基

如需了解更多产品和技术信息，就近联系倍谙基。

欢迎拨打 86-21-68582660

或登录 www.bio-engine.com.cn